

Aktionspaket AFIAS-1, AFIAS-3 & AFIAS-6

Jetzt bis zu 1.097,00 €* auf
AFIAS-Testkits sparen!

Schnell & einfach bestellen

✉ info@arndt-medizintechnik.de

☎ +49 821 343 201-0

📄 +49 821 343 201-1

🌐 www.arndt-medizintechnik.de

Verfügbare Parameter

- Troponin I Plus
- D-Dimer
- Ferritin
- IL-6
- PSA Neo
- Troponin T
- TSH Plus
- PCT
- Covid-19/Flu A+B/RSVAg
- Freies PSA
- NT-proBNP
- Testosteron
- CRP
- HbA1c
- Vitamin D Neo

- Kauf eines AFIAS-1 Paketangebot inkl. Barcodescanner & USB-Tastatur für 2.990,00 €*.
- Kauf eines AFIAS-3 Paketangebot inkl. Barcodescanner & USB-Tastatur für 3.990,00 €*.
- Kauf eines AFIAS-6 Paketangebot inkl. Barcodescanner & USB-Tastatur für 4.990,00 €*.
- Unverb. Probeaufstellung (14 Tage) des AFIAS-1, AFIAS-3 oder AFIAS-6 inkl. 2 Pckg. Tests.

Ansprechpartner Name, Vorname

Telefon

Kundennummer

E-Mail

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Kundenstempel

*zzgl. Mehrwertsteuer

Multiparameterplattform - Schnell, präzise und vielseitig Aktionspaket AFIAS-System + Tests

Jetzt bis zu
1.097 €
auf Testkits
sparen!




- Verschiedenste Notfallparameter direkt vor Ort analysieren
- Testergebnisse in nur wenigen Minuten in Laborqualität
- Schnelle Diagnose und Behandlung des Patienten möglich
- Qualitative Auswertung der Tests, auswählbar mit 1, 3 oder 6 Testkassetten
- Aufgeführte Testkits inklusive

Lieferumfang: 1x AFIAS Analysegerät mit 1, 3 oder 6 Testkassettenlots

Jetzt Aktionsangebot sichern!



AFIAS-1



AFIAS-3



AFIAS-6

System-Ausführung	Im Aktionspaket inklusive	Aktionspreis
AFIAS-1	Je 1x Packung Troponin-I Plus, D-Dimer & Vitamin D Neo (jeweils 24 Stück pro Testkit)	2.990,00 €* (3.728,00 €*)
AFIAS-3	Je 1x Packung Troponin-I Plus, D-Dimer & Vitamin D Neo (jeweils 24 Stück pro Testkit)	3.990,00 €* (4.728,00 €*)
AFIAS-6	Je 1x Packung Troponin-I Plus, D-Dimer, NT-proBNP & Vitamin D Neo (jeweils 24 Stück pro Testkit)	4.990,00 €* (6.087,00 €*)

AFIAS Parameterübersicht

Das AFIAS-System ist eine wegweisende Innovation im Point-of-Care-Bereich und ermöglicht präzise Messungen zahlreicher Parameter aus verschiedenen Fachbereichen. Seine Vielseitigkeit ersetzt mehrere spezialisierte Geräte und liefert schnelle, zuverlässige Ergebnisse in Laborqualität – von der kardialen über die Infektions- bis zur Stoffwechselfeldiagnostik.

Artikelnummer	Parameter	Messbereich	Probenart /-menge	Testzeit
Kardiale Diagnostik				
AF-301-3170200	Troponin I Plus	0,01-15 ng/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMFP-95	Troponin T	10-20.000 pg/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-3170201	NT-proBNP	10-30.000 pg/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-3170202	D-Dimer	50-10.000 ng/mL	Vollblut, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
Klinische Chemie				
AF-301-5MFP-38	TSH Plus	0,09-80,0 µIU/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 200 µL	ca. 15 Min.
AF-301-3170219	Testosteron	1-10 ng/mL	Serum, Plasma: 200 µL	ca. 15 Min.
AF-301-SMFP-23	Ferritin	10-1.000 ng/mL	Serum, Plasma: 100 µL	ca. 10 Min.
Infektionsdiagnostik				
AF-301-3170205	PCT	0,1-100 ng/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 200 µL	ca. 12 Min.
AF-301-3170222	CRP	0,5-200 mg/L	Vollblut (Kapillar): 10 µL Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 3 Min.
AF-301-SMFP-74	Interleukin-6	2-2.500 pg/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMFP-113	Covid-19 / Flu A+B / RSV Ag	Qualitative Bestimmung	Nasopharyngealabstrich	ca. 20 Min.
Diabetes Management				
AF-301-3170210	HbA1c	4-15 % (NGSP)	Vollblut (Kapillar): 10 µL	ca. 10 Min.
Tumordiagnostik				
AF-301-SMFP-130	PSA Neo	0,1-100 ng/mL	Vollblut (Kapillar): 30 µL Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 15 Min.
AF-301-SMFP-170	Freies PSA	0,05-50 ng/mL	Vollblut (C-Tip): 30 µL Vollblut, Serum, Plasma: 200 µL	ca. 12 Min.
Stoffwechselfeldiagnostik				
AF-301-3170243	Vitamin D Neo	5-100 ng/mL	Vollblut (Kapillar): 30 µL Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
Schwangerschaftsdiagnostik				
AF-301-3170213	Total βhCG	5-50.00 mIU/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 15 Min.

Unverbindliches Abrechnungsbeispiel

Parameter	Abrechnungsziffer GOÄ	Betrag (1,15 fach)	Abrechnungsziffer EBM	Betrag	Preis pro Test inkl. MwSt.	Ertrag GOÄ	Ertrag EBM
Troponin I Plus	4291	23,46 €	32150	11,25 €	9,37 €	14,09 €	1,88 €
Troponin T	A3732	13,41 €	32150	11,25 €	9,37 €	4,04 €	1,88 €
NT-proBNP	4062	32,17 €	32097	11,90 €	14,88 €	14,37 €	-2,98 €
D-Dimer	A3938	24,13 €	32027	15,30 €	9,37 €	14,76 €	5,93 €
TSH Plus	4030	16,76 €	32101	2,39 €	11,90 €	4,86 €	-9,51 €
Testosteron	4042	23,46 €	-	-	4,76 €	18,70 €	-
Ferritin	3742	16,76 €	-	-	6,44 €	10,32 €	-
PCT	4062	32,17 €	-	-	18,20 €	13,97 €	-
CRP	3741	13,41 €	32128	1,12 €	3,09 €	10,32 €	-1,97 €
Interleukin-6	A3767*	30,16 €	-	-	17,85 €	12,31 €	-
COVID-19/Flu A+B/RSV Ag							
SARS-CoV-2 qual.	4648	16,76 €	-	-	-	-	-
Influenza Viren A & B qual.	4644	16,76 €	-	-	17,85 €	32,43 €	-
RSV qual.	4647	16,76 €	-	-	-	-	-
HbA1c	3561	13,41 €	32094	2,67 €	3,93 €	9,48 €	-1,26 €
PSA Neo	3908.H3	20,11 €	-	-	7,14 €	12,97 €	-
Freies PSA	3908.H3	20,11 €	-	-	7,14 €	12,97 €	-
Vitamin D Neo	4138	32,18 €	-	-	17,85 €	14,33 €	-
Total βhCG	4024	14,57 €	-	-	8,93 €	5,64 €	-

*GOÄ-Ziffern mit Doppelbestimmung und Bezugskurve: Bei Ziffern, die „gegebenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve“ angeben, sollen 2/3 des Betrags abgerechnet werden. Hermanns, P.M. (2017). GOÄ 2020 Kommentar, IGeL-Abrechnung- Gebührenordnung für Ärzte, 14. Auflage, Berlin, Springer, 2017

Die Vorteile mit einem AFIAS-System

- Standardisiert durch Pipettierautomatik
- Ergebnisse in wenigen Minuten verfügbar
- Einfache Messung aus Vollblut, Serum oder Plasma
- Qualität durch Fluoreszenz-Immunoassay-Methode
- Mehr Sicherheit durch integrierte Fehlererkennung
- Testmessung bei gleichbleibender Temperatur
- Vielzahl an wichtigen Parametern messbar
- Bis zu 6 Proben zeitgleich messbar (Systemabhängig)
- EDV Anbindung möglich

